


IL COLLAGENE È LA SOLUZIONE
PIÙ EFFICACE PER UNA RAPIDA
EMOSTASI E UNO STABILE COAGULO.
MVG METTE A DISPOSIZIONE
DELL'ODONTOIATRA LA **SOLUZIONE**
IDEALE PER OGNI INDICAZIONE!!!



**MVG COLLAGEN
PLAST**



Collagene ed Emostasi

Il collagene è uno dei potenti agenti emostatici: la sua azione è stata dimostrata in via sperimentale che in clinica. Dopo una lesione dell'endotelio vascolare, il **collagene contribuisce** in larga misura all'**attivazione dei fenomeni di coagulazione**.

Agisce al contempo sulla piastrinica e sulle due vie della coagulazione attraverso tre meccanismi distinti che portano alla **formazione di un trombo stabile e quindi meccanicamente efficace**:



- > **l'adesione e l'attivazione piastrinica**
- > **l'attivazione del fattore di Hageman (via intrinseca)**
- > **l'aumento della liberazione di tromboplastina tissutale (via estrinseca)**


L'adesione piastrinica rappresenta lo stadio iniziale della reazione a una aggressione e permette la costituzione del trombo primario che ha qualità meccaniche modeste.

Successivamente l'aggregazione diventa irreversibile.

Le proprietà di adesione e di aggregazione sono specifiche del collagene non denaturato -nativo- in quanto sono legate alla conservazione della struttura spaziale a tripla elica e alla presenza di radicali NH_2 liberi distribuiti sulla molecola.

Tempo necessario all'emostasi e quantità di sangue perduta utilizzando diversi prodotti.

TRATTAMENTO LOCALE DELL'EMORRAGIA CON COLLAGENE E ALTRI PRODOTTI.



I vantaggi del Collagene



Accelera il processo di guarigione naturale



Minore percezione del dolore




Elevata capacità emostatica



Facilità di modellazione

Aree Terapeutiche

- › Alveoli estrattivi
- › Incrementi ossei minori
- › Incrementi ossei estesi
- › Rialzo del seno mascellare
- › Peri-implantite
- › Rigenerazione protesicamente guidata



MVG COLLAGEN ACTIVE

MVG mette a disposizione COLLAGEN ACTIVE per **grandi cavità orali**



Membrana in collagene
Formato 30x30x10mm



MVG COLLAGEN PLAST

MVG mette a disposizione COLLAGEN PAST come soluzione **post-estrattiva**



Membrana in collagene
Formato 12x8diam mm



MVG COLLAGEN PROTECTION

MVG mette a disposizione COLLAGEN PROTECTION per **piccole cavità orali**



Membrana in collagene
Formato 20x20x7mm



MVG COLLAGEN ACTIVE

NOME PRODOTTO	MVG COLLAGEN ACTIVE
CODICE PRODOTTO	MVG 303010
MATERIALE	COMPRESSA DI COLLAGENE
MISURA	30 X 30 X 10 MM
BLISTER	15 PEZZI
TIPOLOGIA	GAMMA STERILIZED
STERILE	BLOCCO QUADRATO



MVG COLLAGEN PLAST

NOME PRODOTTO	MVG COLLAGEN PLAST
CODICE PRODOTTO	MVG 1208
MATERIALE	COMPRESSA DI COLLAGENE
MISURA	12 X 08diam MM
BLISTER	24 PEZZI
TIPOLOGIA	GAMMA STERILIZED
STERILE	BLOCCO CILINDRICO



MVG COLLAGEN PROTECTION

NOME PRODOTTO	MVG COLLAGEN PROTECTION
CODICE PRODOTTO	MVG 202007
MATERIALE	COMPRESSA DI COLLAGENE
MISURA	20 X 20 X 07 MM
BLISTER	15 PEZZI
TIPOLOGIA	GAMMA STERILIZED
STERILE	BLOCCO QUADRATO



Affidati alla sicurezza dei nostri prodotti

La ricerca dei prodotti di qualità, attraverso l'applicazione dei più rigorosi standard qualitativi, rappresenta il nostro core-business.



MVG COLLAGEN & TECHNOLOGY
Via Ceragioli 31,55049 Torre Del lago LU
WEB: www.mvgmedicaldevices.it
EMAIL: info@mvgmedicaldevices.it




ESCLUSIVA ITALIA